

Det er bedst, når det hele er et enkelt system
 Il vaut mieux compter sur un seul système



HD 410
HD 435

FD 360
FD 366 sensitive

FD 366 sensitive wipes

FD 333

FD 333 wipes

FD 312

MD 550

Orotol® plus MD 555 cleaner

ID 212
ID 213

ID 220
2,5 l

heka dental / App-dde / 0.5 / 01 / 104

Pleje- og rengøringsplan til dentale enheder Plan d'entretien et de nettoyage des équipements dentaires



Når du vælger rengøringsmidler og desinfektionsmidler, skal du altid sørge for at følge producentens anvisninger.

Anbefalet af/recommandé par

HEKA
DENTAL®

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Skridt Etape	Struktureret efter anvendelsesområder Structuré par domaines d'application		Dürr Dental Anbefaling Recommandation de Dürr Dental	
1	Overfladedesinfektionsmiddel til den dentale enhed Désinfection des surface de l'équipementhe dental unit		Alkoholfrit koncentrat / Concentrés sans alcool: FD 300 } + FD multi wipes / FD multi-lingettes compactes FD 312 } Alkoholfri servietter / Lingettes sans alcool: FD 300 top wipes FD 312 lingettes humides Hurtig-desinfektion / Désinfection à action rapide: FD 322 } + FD multi-lingettes FD 333 } FD 333 wipes FD 350 DesinFektionservietter / Lingettes de désinfection FD 366 sensitive wipes / FD 366 Lingettes sensibles	
2	Overfladedesinfektionsmiddel til følsomme overflader Fx kunststoffer, kunstlæder, displays, akrylglas, etc. Désinfection des surfaces sensibles par ex. plastiques, skaï crans ou verre acrylique		FD 366 sensitive FD 366 sensitive wipes / FD 366 Lingettes sensibles	
3	Rensning og pleje af vinylbetræk Nettoyage et soin de skaï.		FD 360 Rengøring kunstlæder / Nettoyage de revêtement en vinyle FD 366 sensitive renseservietter / FD 366 Lingettes sensibles	
4	Desinfektionsservietter til håndstykker Lingettes désinfectantes pour pièces à main		FD 333 wipes FD 350 Desinfektionsservietter / Lingettes de désinfection	
5	Desinfektionsservietter til intraoralkamera Lingettes désinfectantes pour caméras intra-orales		FD 333 wipes FD 350 Desinfektionsservietter / Lingettes de désinfection VistaCam Optik-Cleaner / Nettoyant optique	
6	Desinfektion og rengøring af sugesystemet Désinfection et nettoyage du système d'aspiration		Orotol® plus sugeanlæg-Desinfektion med OroCup eller Hygosuc / Unité d'aspiration Désinfection avec OroCup ou Hygosuc MD 555 cleaner Specialrengøringsmiddel til sugeanlæg / Nettoyant spécial pour unités d'aspiration	
7	Rengøring af mundskylleskål Nettoyage des crachoirs		MD 550 Rengøringsmiddel til mundskylleskål / Nettoyant pour la cuvette du crachoir	
8	Desinfektion af vandveje Désinfection tuyaux d'eau		I henhold til producentens Anbefaling / Conformément à la recommandation du fabricant	
9	Filterskift slangetilkobling Raccordement de tuyau commode pour le remplacement du filtre		EngangsFilter gråt / Filtre jetable gris Daglig rengøring og årlig udskiftning af engangsFilteret / Nettoyage quotidien et remplacement annuel du filtre jetable	
10	Rengøring af beskyttelsesfilter ved mundskylleskålsventil Nettoyage du filtre grossier sur la vanne du crachoir		Beskyttelsesfilter gult / Filtre grossier jaune Gult beskyttelsesfilter rengøres eller udskiftes en gang om måneden / Nettoyage ou remplacement (au besoin) du filtre grossier jaune une fois par mois	